

項目名称		検査室	容器名称	検体量	所要 日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位名称
								(男)	(女)	
尿定性 随時尿	色調	一般	黄沈渣：沈渣用スピッツ	4mL (最低量 1mL)	1日	尿定性検査の糖、蛋白について、機器法と用手法では、同じ定性値でも半定量値が異なる場合があります。	透過光測定	淡黄色	淡黄色	
	混濁						散乱光測定法	透明	透明	
	比重						屈折率測定法	1.002-1.045	1.002-1.045	
	pH						試験紙法	5.0-8.5	5.0-8.5	
	蛋白						試験紙法	(-)	(-)	
	糖						試験紙法	(-)	(-)	
	ケトン体						試験紙法	(-)	(-)	
	ビリルビン						試験紙法	(-)	(-)	
	潜血						試験紙法	(-)	(-)	
	白血球						試験紙法	(-)	(-)	
	亜硝酸塩						試験紙法	(-)	(-)	
	ウロビリノーゲン						試験紙法	(+-)	(+-)	
	蛋白半定量						試験紙法	*	*	mg/dL
	糖半定量						試験紙法	*	*	mg/dL
沈渣随尿 (鏡検) (機器分類)	赤血球	一般	黄沈渣：沈渣用スピッツ	11mL		尿を混和後11ml提出	遠心沈澱法・フローサイトメトリー法	≤4	≤4	/HPF
	白血球							≤4	≤4	/HPF
	扁平上皮							*	*	/HPF
妊娠反応		一般	アシスト管	65μL～75μL	1時間		イムノクロマトグラフィー法	(-)	(-)	
髄液	外観／髄液	一般	滅菌管：滅菌試験管	500μL (最低量)	1日		目視法	*	*	
	色調						目視法	無色	無色	
	混濁						目視法	透明	透明	
	細胞数／髄液	一般	滅菌管：滅菌試験管		1日	即時提出。手渡し。	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法・鏡検法(計算盤)	≤5	≤5	/μL
	細胞種類／髄液	一般	滅菌管：滅菌試験管	2000μL	2日	即時提出。手渡し。	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法・鏡検法	*	*	
胸水	外観／胸水	一般	滅菌管：滅菌試験管	500μL (最低量)	1日		目視法	*	*	
	色調						目視法	*	*	
	混濁						目視法	*	*	
	比重／胸水	一般	滅菌管：滅菌試験管		1日		屈折率法	*	*	
	細胞数／胸水	一般	滅菌管：滅菌試験管		1日	ヘパリン添加。即時提出。手渡し。	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法・鏡検法(計算盤)	*	*	/μL
	細胞種類／胸水	一般	滅菌管：滅菌試験管	2000μL	2日	ヘパリン添加。即時提出。手渡し。	鏡検法	*	*	

項目名称		検査室	容器名称	検体量	所要 日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位名称	
								(男)	(女)		
腹水	外観／腹水	一般	滅菌管：滅菌試験管	500 μ L (最低量)	1日		目視法	*	*		
	色調						目視法	*	*		
	混濁						目視法	*	*		
	比重／腹水	一般	滅菌管：滅菌試験管	1日		屈折率法	*	*			
	細胞数／ 腹水	一般	滅菌管：滅菌試験管	1日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法・ 鏡検法(計算盤)	*	*	／ μ L		
	細胞種類／ 腹水	一般	滅菌管：滅菌試験管	2000 μ L	2日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法	*	*		
心 囊 液	外観／ 心囊液	一般	滅菌管：滅菌試験管	500 μ L (最低量)	1日		目視法	*	*		
	色調						目視法	*	*		
	混濁						目視法	*	*		
	比重／ 心囊液	一般	滅菌管：滅菌試験管	1日		屈折率法	*	*			
	細胞数／ 心囊液	一般	滅菌管：滅菌試験管	1日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法(計算盤)	*	*	／ μ L		
	細胞種類／ 心囊液	一般	滅菌管：滅菌試験管	2000 μ L	2日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法	*	*		
腹 膜 灌 流 液	外観／腹膜 灌流液	一般	滅菌管：滅菌試験管	500 μ L (最低量)	1日		目視法	*	*		
	色調						目視法	*	*		
	混濁						目視法	*	*		
	細胞数／腹 膜灌流液	一般	滅菌管：滅菌試験管	1日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法・ 鏡検法(計算盤)	<5	<5	／ μ L		
	細胞種類／ 腹膜灌流液	一般	滅菌管：滅菌試験管	2000 μ L	2日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法	*	*		
関 節 液	外観／ 関節液	一般	滅菌管：滅菌試験管	500 μ L (最低量)	1日		目視法	*	*		
	色調						目視法	*	*		
	混濁						目視法	*	*		
	細胞数／ 関節液	一般	滅菌管：滅菌試験管	200 μ L	1日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法(計算盤)	<200	<200	／ μ L	
	結晶／ 関節液	一般	滅菌管：滅菌試験管			ヘパリン添加。	鏡検法	*	*		
	尿酸Na結晶					鏡検法	(-)	(-)			
	ピロリン酸Ca 結晶					鏡検法	(-)	(-)			
	細胞種類／ 関節液	一般	滅菌管：滅菌試験管		2000 μ L	2日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法	*	*	
他 材	外観／他材	一般	滅菌管：滅菌試験管	500 μ L (最低量)	1日		目視法	*	*		
	色調						目視法	*	*		
	混濁						目視法	*	*		
	細胞数／ 他材	一般	滅菌管：滅菌試験管	1日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法(計算盤)	*	*	／ μ L		
	細胞種類／ 他材	一般	滅菌管：滅菌試験管	2000 μ L	2日	ヘパリン添加。 即時提出。手渡し。	鏡検法	*	*		
肺 胞 洗 浄 液	外観／肺胞 洗浄液	一般	滅菌管：滅菌試験管	500 μ L (最低量)	1日		目視法	*	*		
	色調						目視法	*	*		
	混濁						目視法	*	*		
	細胞数／肺 胞洗浄液	一般	滅菌管：滅菌試験管	1日	即時提出。手渡し。	鏡検法(計算盤)	*	*	／ μ L		
	細胞種類／ 肺胞洗浄液	一般	滅菌管：滅菌試験管	2000 μ L	2日	即時提出。手渡し。	鏡検法	*	*		

項目名称		検査室	容器名称	検体量	所要 日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位名称
								(男)	(女)	
便潜血免疫法		一般	採便棒: H採便容器	先端のみぞに埋まるくらい	2日		イムノクロマトグラフィー法	(-)	(-)	
便塗抹法		一般	カップ: 検便カップ	母指指頭大	3日		薄層塗抹法	(-)	(-)	
便浮遊法		一般	カップ: 検便カップ		3日		硫酸Mg・食塩水浮遊法	(-)	(-)	
便沈殿法		一般	カップ: 検便カップ		3日		大島法	(-)	(-)	
アメーバ検出		一般	カップ: 検便カップ	便: 母指頭大腸粘膜: 採取分にて検査	1日	アメーバ検出 採便後即時提出(手渡し)	直接塗抹法	(-)	(-)	
便脂肪染色		一般	カップ: 検便カップ	母指頭大	2日		脂肪染色法	(±)	(±)	
セロハンテープ法		一般	テープ: 蟻虫用セロハンテープ		2日	起床直後に採取	セロハンテープ検肛法	(-)	(-)	
精液一般検査	色調	一般	精液器: 精液用容器		1日	要予約	目視法	*	*	
	pH						試験紙法	≥7.2	*	
	精液量							≥1.5	*	mL
	精子濃度						鏡検法(計算盤)	≥15	*	×10 ⁶ /mL
	運動率						鏡検法	≥40	*	%
	正常形態率						鏡検法	≥4	*	%